







Ficha técnica REF 68.30.05

11.12.2025

Datos generales							
Referencia	68.30.05	manivela p destornillador de angulo					
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084				
GMDN	47829	GTIN	04046826119560				
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517				
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN				
Peso neto (kg)	0,111	Manual de uso	GATDN00X				
Latex free	si	Instrucciones de preparación					
 							
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)						
Imagen completa		Imagen detallada					
							
<p>Condiciones de almacenamiento</p> <p>No se requieren condiciones especiales de conservación</p>							
<p>Material</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de material (Denominación DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuerpo</td> <td>KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de material (Denominación DIN)	Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)
	N° de material (Denominación DIN)						
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)						