



Ficha técnica REF 68.30.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.30.10	destornillador de ángulo 19cm 6.5:1	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826380656
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G683001
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	19cm 6.5:1	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		