






Ficha técnica REF 68.30.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.30.18	inserto de broca Ø 1.6mm p tornillos Ø 2.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119607
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,006	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 1.6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		