



Ficha técnica REF 68.30.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.30.19	inserto de broca Ø 1.2mm p tornillos Ø 1.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119614
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.2mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		