




Ficha técnica REF 68.30.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.30.37	inserto p destorn de áng p Mini tornillos Easy Grip	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826119782
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		