



Ficha técnica REF 68.30.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.30.43	inserto p destorn de áng p Micro tornillos cruz	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826314170
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		