








Ficha técnica REF 68.40.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.40.01	Obwegeser clamp adapt fragmento izq 19.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35649	GTIN	04046826119850
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-866
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		