







Ficha técnica REF 68.40.04

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 68.40.04 | Obwegeser separador de hueso 22cm estr | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826119874 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-253 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;02;aj;59 |
| Peso neto (kg) | 0,210 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |  | |
| Medida | 22cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |