







## Ficha técnica REF 68.50.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.50.03	Rowe pinza p reposicionar 23.5cm izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826119959
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,186	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.09.02 (prospecto maxilo facial )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	23.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		