







## Ficha técnica REF 68.50.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.50.06	Rowe pinza p reposicionar 22.5cm der	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826119980
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,182	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	22.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo Tornillo</b>	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		