







Ficha técnica REF 68.70.40A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.70.40A	Ti Mini L placa 100° izq p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826340605
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	100°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		