







Ficha técnica REF 68.70.46A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.70.46A	Ti Mini L placa der+izq 4x4 aguj p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826417024
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		