








Ficha técnica REF 68.71.24A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.71.24A	Ti Mini placa 14 aguj Rigid p/1	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826415945
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		