








## Ficha técnica REF 68.72.26A

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| Referencia  | 68.72.26A                         | Ti Mini placa de menton espacio 6mm premoldeada p/1 |                |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                                    | 90211090       |
| GMDN  | 46642                             | GTIN  | 04046826415976 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)                       | UMDNS-Code  | 13-050         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI   |                |
| Peso neto (kg)  | 0,000                             | Manual de uso                                       | G687004        |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación                        | MPK06          |
|          |                                   |   |                |
| Medicon medios  |                                   |   |                |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                                    |                |
|    |                                   |   |                |
| Medida  | 6mm                               | Revestimiento                                       |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |   |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |   |                |
| Material  |                                   |   |                |
|   | N° de material (Denominación DIN) |   |                |
| Cuerpo  | 3.7035 (ASTM_Grade_2)             |   |                |