







## Ficha técnica REF 68.73.14A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.73.14A	Ti Mini placa 4 aguj espacio 9mm Low Prof p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826341923
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	9mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		