







## Ficha técnica REF 68.73.37A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.73.37A	Ti Mini L placa der espacio 15mm Low Prof p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826342128
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		