







Ficha técnica REF 68.73.37

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.73.37	Ti Mini L placa der espacio 15mm Low Prof p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826121044
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		