









Ficha técnica REF 68.73.63A

11.12.2025

Datos generales							
Referencia	68.73.63A	Ti Mini Z placa der larga Low Prof p/2					
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090				
GMDN	46642	GTIN	04046826342302				
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050				
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI					
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	G687004				
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06				
  							
Medicon medios							
Imagen completa		Imagen detallada					
		 					
<p>Condiciones de almacenamiento</p> <p>No se requieren condiciones especiales de conservación</p>							
<p>Material</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N° de material (Denominación DIN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuerpo</td> <td>3.7035 (ASTM_Grade_2)</td> </tr> </tbody> </table>					N° de material (Denominación DIN)	Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)
	N° de material (Denominación DIN)						
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)						