







Ficha técnica REF 68.74.24A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.74.24A	Ti Mini placa 4 aguj cort espacio 10mm p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826342487
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		