







## Ficha técnica REF 68.74.45A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.74.45A	Ti Mini placa 4 aguj corta espacio 12mm Rigid p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826417062
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		