







## Ficha técnica REF 68.74.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.74.70	Ti Mini L placa 110° der+izq espacio 10mm Rigid p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826403577
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	110° 10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		