







Ficha técnica REF 68.74.78A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.74.78A	Ti Mini T placa 150° der+izq espacio 8mm Rigid p/2	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826417178
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	150° 8mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		