



Ficha técnica REF 68.75.23A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.75.23A	Ti Mini Emerg torn c ranura 2.3x7.0mm rojo autorosc p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826342920
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	2.3x7.0mm	Revestimiento	
--------	-----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))