



Ficha técnica REF 68.75.29A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.75.29A	Ti Mini tornillo Easy Grip 2.0x9.0mm gris rosa cort p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826343002
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x9.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		