



Ficha técnica REF 68.75.37A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.75.37A	Ti Mini tornillo Easy Grip 2.0x17mm gris rosa cort p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826343088
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x17mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		