



Ficha técnica REF 68.75.86

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.75.86	Aarhus torn syst 1.6 8.0mm 2.5mm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90211090
GMDN	46536	GTIN	04046826121778
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G689920
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	451.09.34 (Prospecto Aarhus Mini-Implant System)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	8.0mm 2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		