





Ficha técnica REF 68.76.00

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------|
| Referencia | 68.76.00 | osteotomo mango f 68.76.01, 68.76.02, 68.76.03 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826538224 |
| Clasificación | (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |