





## Ficha técnica REF 68.76.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.20	broca espiral Ø 1.45x18mm 105mm Stryker	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	10520	GTIN	04046826336677
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-341
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.45x18mm 105mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		