






Ficha técnica REF 68.76.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.30	sujetador de placa p sist 2.4 y p trocar 68.76.16	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826305857
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		