



Ficha técnica REF 68.76.37

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	68.76.37	broca espiral Ø 1.2x6.5mm 101.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	32390	GTIN	04046826542184
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 1.2x6.5mm 101.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	Nº de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		