



Ficha técnica REF 68.76.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.43	instr de adaptación 14cm p sist 2.0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47870	GTIN	04046826122133
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-172
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,019	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		