





Ficha técnica REF 68.76.45

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.45	broca espiral Ø 1.45x25mm 115mm Stryker	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	10520	GTIN	04046826401436
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-341
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.45x25mm 115mm	Revestimiento	Diluyente de color
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		