







## Ficha técnica REF 68.76.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.53	pinza de agarre p torn 18cm p sist 1.5/2.0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	42500	GTIN	04046826122225
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		