






Ficha técnica REF 68.76.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.76.57	instr p medir la profundidad 20cm p sist 2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32845	GTIN	04046826122263
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		