







## Ficha técnica REF 68.78.35A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.78.35A	Ti Mini tornillo Star Grip 2.0x5mm verde autoperf p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826343590
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		