



## Ficha técnica REF 68.78.37A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.78.37A	Ti Mini tornillo Star Grip 2.0x7mm verde autoperf p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	61837	GTIN	04046826343637
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

## Imagen completa

## Imagen detallada



Medida	2.0x7mm	Revestimiento	
--------	---------	---------------	--

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))