



Ficha técnica REF 68.79.01

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|-----------------|-------------|---|----------------|
| Referencia | 68.79.01 | broca espiral dental conexión Luer Lock rojo anillo Ø 1.45x17mm 270,6mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90184910 |
| GMDN | 10520 | GTIN | 04046826546618 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-341 |
| Clasificación | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | G930100 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

| | | | |
|--------|---------------------|---------------|--|
| Medida | Ø 1.45x17mm 270,6mm | Revestimiento | |
|--------|---------------------|---------------|--|

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

| | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 1.4112 (X90CrMoV18) |