



Ficha técnica REF 68.79.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.79.03	broca espiral dental conexión Luer Lock rojo anillo Ø 1.45x4,5mm 155,6mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	10520	GTIN	04046826560829
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-341
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G930100
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Medida	Ø 1.45x4,5mm 155,6mm	Revestimiento	
--------	----------------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)