






Ficha técnica REF 68.79.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.79.21	disco roscado y tornillo de conexión p placas TPM² P/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826455606
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687910
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		