




## Ficha técnica REF 68.79.31

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.79.31	MiniBucc trocar 35mm p 68.79.25	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826463779
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	35mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		