





Ficha técnica REF 68.79.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.79.33	MiniBucc vaina d trocar 35mm p 68.79.25	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826463793
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK11-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	35mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		