







Ficha técnica REF 68.80.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.07	Ti Mini Mesh placa 18x180x0.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46580	GTIN	04046826123529
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18x180x0.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7025 (ASTM_Grade_1)		