







Ficha técnica REF 68.80.27A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.27A	Ti Mini Mesh placa 61x61mm 0.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46580	GTIN	04046826416294
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	61x61mm 0.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7025 (ASTM_Grade_1)		