







Ficha técnica REF 68.80.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.30	ti placa p prótesis de ojo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123604
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-049
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	G688030
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		