






Ficha técnica REF 68.80.42

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.42	atornillador p torn de protec y capuchon	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826123703
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-345
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		