







## Ficha técnica REF 68.80.47

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.47	tornillo de ti 5.75mm p accpl d trinquete	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	61837	GTIN	04046826123758
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	G688030
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	5.75mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		