



Ficha técnica REF 68.80.48

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.48	capuchon p curación p/5 p placas p prótesis	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123765
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-055
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G688030
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)
----------------	-------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))