



## Ficha técnica REF 68.80.55

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                     | 68.80.55                            | poste de base p placa prótesis 5.5mm |                |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                         | unid.                               | Número de aduana                     | 90213990       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 46642                               | GTIN                                 | 04046826123772 |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 2b (EU MDD)                         | UMDNS-Code                           | 16-055         |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                          |                |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,015                               | Manual de uso                        | G688030        |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                     | si                                  | Instrucciones de preparación         | MPK06          |
| <div></div> |                                     |                                      |                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                                 | 453.12.00 (Epiplating )             |                                      |                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | Imagen detallada                     |                |
|                                                                                            |                                     |                                      |                |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.5mm                               | Revestimiento                        |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                      |                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° de material (Denominación DIN)   |                                      |                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |                                      |                |