



Ficha técnica REF 68.80.56

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.56	poste de base p placa prótesis 6.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123789
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-055
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G688030
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	6.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		