



Ficha técnica REF 68.80.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.80.57	doble casquillo de perforar p 3 y 5mm torn p 68.80.53/54	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826447274
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	453.12.00 (Epiplating)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		